



*Bolsa de Bioseguridad Autoclavable*

**Tipo de uso:**

Ideal para el desecho de material contaminado no punzocortantes.

**Capacidad:**

4, 18, 45 Litros.

**Material:**

Polietileno de alta densidad.

**Dimensiones:**

4 Litros : 9" x 14" x 2 micras de espesor.

18 Litros : 19" x 23" x 2 micras de espesor.

45 Litros : 24 x 36" x 2 micras de espesor.

**Complemento:**

Impreso con el símbolo Universal de Riesgo Biológico.

Incluye ties (para asegurar las bolsas)