



Colector para Fluidos Biológicos

Tipo de uso:

Capacidad:

Material:

Tipo de tapa:

Dimensiones:

Complemento:

Condición biológica:

Registro sanitario:

Recolección de muestras de orina para urocultivo.

120 ml - Graduado cada 10 ml.

Polipropileno Clarificado (pp).

Tapa rosca en alta hermeticidad.

Altura con tapa incluida : 73 mm.

Diámetro boca externa : 60 mm.

Diámetro base externa : 48 mm.

Incluye etiqueta para rotulación de datos.

- Estéril : Con empaque individual que garantiza la esterilidad del producto.

Instrumental de material medico nacional

N-01439-IMM.