



Contenedor de Objetos Punzocortantes - 1.5 Litros

Tipo de uso:

Contenedor de residuos o desechos biológicos.

Capacidad:

1.5 Litros.

Material:

Polipropileno Homopolimero (PPHI)

Tipo de tapa:

Tapa a presión de alta hermeticidad.

Dimensiones:

Altura con tapa incluida: 160 mm.

Medidas boca externa : 107 mm x 107 mm.

Medidas base externa : 97 mm x 97 mm.

Complemento:

Impreso con el símbolo universal de riesgo biológico.

Incluye etiqueta para la rotulación de datos.